

Špecifikácie	
Názov značky	ProlacSan probiotický gél
Funkcia výrobku	Probiotický gél ProlacSan sa používa na obnovenie rovnováhy ústnej mikroflóry dodávaním prospešných baktérií do ústnej dutiny. Gél je založený na baktériách mliečneho kvasenia. Gél sa používa v zubnom lekárstve a aplikuje sa do ústnej dutiny na tkanivo pokryté sliznicou vrátane zubných vreciek a zubov. ProlacSan Probiotický gél nezaistuje liečenie akýchkoľvek chorôb, ale môže pomôcť tkanivu normalizovať sa tým, že mu poskytne najlepšie zdravotné podmienky.
Vlastnosti	• Probiotiká pre zdravie ústnej dutiny. • Posilňuje bakteriálne prostredie v ďasnách a ďasnových vreckách. • Pomáha obnoviť rovnováhu ústnej mikroflóry po zákrokoch, ako je liečba parodontu, antibiotická liečba a chirurgický zákrok. • Podporuje prevenciu vzniku zubného povlaku. • Bojuje proti zápachu z úst.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní	• Môžu ho používať len zubní lekári v zubných ordináciách. • Nepoužívajte, ak je bezpečnostný uzáver poškodený alebo chýba. • Ak sa objavia príznaky podráždenia alebo precitlivenosti, prestaňte ho používať.
Zoznam zložiek (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, maltodextrín.
EÚ Zodpovedná osoba	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Dánsko
Krajina pôvodu	Vyrobené v Dánsku
Na jedno použitie	Výrobok je na jedno použitie. Prebytočný gél sa musí po použití zlikvidovať z dôvodu rizika krížovej kontaminácie pacienta.
Úložisko	Skladujte pri teplote od 5°C do 25 °C.
Dátum expirácie / kód šarže	Pozrite si obal výrobku.
Nominálny obsah	0,12 g prášku v jednej injekčnej striekačke.

Aplikácia	
Probiotický gél ProlacSan sa dodáva vo forme prášku, ktorý sa musí pred použitím zmiešať s vodou, aby sa vytvoril gél, pozri návod na prípravu. Pomocou priloženej aplikačnej koncovky naneste gél na požadovanú oblasť ošetrovania.	
<u>Liečba</u> • Používa sa po odstraňovaní zubného kameňa a čistení koreňov (SRP) a počas bežných kontrol na posilnenie ďasien. • Po čistení zubov, parodontálnom ošetrovaní alebo chirurgickom zákroku. • Po chirurgických zákrokoch.	<u>Používanie</u> Gél aplikujte podľa potreby priamo na postihnuté ďasná a/alebo zuby. Gél aplikujte podľa potreby priamo na postihnuté ďasná a/alebo zuby. Gél naneste priamo na operovanú oblasť.

Poradenstvo po liečbe	
Pacient by nemal jesť ani piť minimálne 30 minút po zákroku, aby sa dosiahol úplný účinok ošetrovania. Ako následná liečba sa odporúčajú probiotické tablety, pastilky ProlacSan.	

Príprava

Probiotický gél ProlacSan sa dodáva vo forme prášku, ktorý sa musí pred použitím zmiešať s vodou, aby sa vytvoril gél.

1)

Natiahnite 1,5 ml demineralizovanej vody do prázdnej injekčnej striekačky.



2)

Pripojte konektor luer-lock k injekčnej striekačke s vodou.



3)

Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky s práškom ProlacSan Gel a zaskrutkujte striekačky spolu.



4)

Pre zmiešanie prášku a tekutiny, stlačte piest striekačky s vodou až po dno.



5)

Prášok sa rozpúšťa striedavým tlačením dvoch piestov tam a späť.

Tento postup zopakujte 20-krát



6) Nechajte systém 15 minút odpočívať, aby sa vytvoril gél. Systém nechajte pripojený.

7) Stlačením piestu zhromaždíte gél do jednej injekčnej striekačky a odstráňte konektor luer-lock. Pripojte aplikačný hrot k injekčnej striekačke. Gél ProlacSan je pripravený na použitie.