

Specifikacijos	
Prekės ženklo pavadinimas	ProlacSan probiotikų gelis
Produkto funkcija	ProlacSan probiotikų gelis naudojamas burnos mikrobiotos pusiausvyrai atkurti, aprūpinant burnos ertmę naudingomis bakterijomis. Gelio pagrindą sudaro pieno rūgšties bakterijos. Gelis naudojamas odontologijoje ir tepamas burnos ertmėje ant gleivine padengtų audinių, įskaitant dantų kišenes ir dantis. "ProlacSan Probiotic Gel" neteigia, kad gydo kokias nors ligas, tačiau gali padėti audiniams normalizuotis, sudarydamas jiems geriausias sveikatos sąlygas.
Pretenzijos	• Burnos sveikatos probiotikai. • Stiprina dantenų ir dantenų kišenių bakterinę aplinką. • Padeda atkurti burnos mikrofloros pusiausvyrą po gydymo, pavyzdžiui, periodonto gydymo, gydymo antibiotikais ir chirurginio gydymo. • Padeda išvengti apnašų susidarymo. • Kovoja su blogu burnos kvapu.
Naudojimo atsargumo priemonės	• Naudoti tik odontologijos kabinetuose odontologijos specialistams. • Nenaudokite, jei apsauginė plomba pažeista arba jos nėra. • Jei atsiranda dirginimo ar padidėjusio jautrumo požymių, nustokite naudoti.
Sudedamųjų dalių sąrašas (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, maltodekstrinas.
ES Atsakingas asmuo	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danija
Kilmės šalis	Pagaminta Danijoje
Vienkartinis naudojimas	Produktas yra vienkartinio naudojimo. Panaudojus gelio perteklių reikia išmesti dėl kryžminės pacientų taršos pavojaus.
Saugykla	Laikyti nuo 5°C iki 25°C temperatūroje.
Galiojimo data / partijos kodas	Žr. gaminio pakuotę.
Nominalusis turinys	0,12 g miltelių viename švirkšte.

Paraiška	
ProlacSan probiotikų gelis tiekiamas miltelių pavidalu, kuriuos reikia sumaišyti su vandeniu, kad susidarytų gelis, ir tik tada galima naudoti, žr. paruošimo vadovą. Naudokite pridedamą tepimo antgalį, kad užteptumėte gelio ant norimo apdoroti ploto.	
<u>Gydymas</u> • Naudojamas po dantenų šalinimo ir šaknų planavimo (SRP) ir įprastinių patikrinimų metu, siekiant sustiprinti dantenas. • Po dantų valymo, periodonto gydymo ar operacijos. • Po chirurginių procedūrų.	<u>Naudojimas</u> Pagal poreikį tepkite gelį tiesiai ant pažeistų dantenų ir (arba) dantų. Pagal poreikį tepkite gelį tiesiai ant pažeistų dantenų ir (arba) dantų. Užtepkite gelio tiesiai ant operuotos vietos.

Patarimai po gydymo	
Pacientas turėtų negerti ir nevalgyti mažiausiai 30 minučių po procedūros, kad gydymas būtų visiškai veiksmingas. Kaip tolesnis gydymas rekomenduojamos probiotikų tabletės "ProlacSan" pastilės.	

Paruošimas

ProlacSan probiotikų gelis yra miltelių pavidalo, kuriuos reikia sumaišyti su vandeniu, kad susidarytų gelis, ir tik tada galima naudoti.

1)

Pritraukite 1,5 ml demineralizuoto vandens į tuščią švirkštą.



2)

Prijunkite luer-lock jungtį prie švirkšto su vandeniu.



3)

Nuimkite dangtelį nuo švirkšto su "ProlacSan Gel" milteliais ir užsukite švirkštus kartu.



4)

Norėdami sumaišyti miltelius ir skystį, spauskite švirkšto su vandeniu stūmoklį iki dugno.



5)

Milteliai tirpinami pakaitomis stumiant du stūmoklius pirmyn ir atgal.

Pakartokite šį procesą 20 kartų



6) Leiskite sistemai 15 minučių pailsėti, kad susiformuotų gelis. Palikite sistemą sujungtą.

7) Paspauskite stūmoklį, kad surinktumėte gelį į vieną švirkštą, ir išimkite luer-lock jungtį. Prie švirkšto pritvirtinkite aplikacijos antgalį.

"ProlacSan" gelis paruoštas naudoti.