

Specificaties

Merknaam	ProlacSan Probiotische Gel
Product functie	ProlacSan Probiotic Gel wordt gebruikt om het evenwicht van de orale microbiota te herstellen door gunstige bacteriën aan de mondholte toe te dienen. De Gel is gebaseerd op melkzuurbacteriën. De gel wordt gebruikt in de tandheelkunde en wordt aangebracht in de mondholte op weefsel dat bedekt is met slijmvlies, inclusief de pockets en de tanden. ProlacSan Probiotic Gel claimt geen ziekten te genezen, maar kan het weefsel helpen normaliseren door het de beste gezondheidsomstandigheden te geven.
Schade	• Probiotica voor mondgezondheid. • Versterkt het bacteriële milieu in het tandvlees en de gingivale pockets. • Helpt het evenwicht van de microflora in de mond te herstellen na behandelingen zoals parodontale behandelingen, antibioticabehandelingen en chirurgie. • Ondersteunt de preventie van tandplak. • Bestrijdt slechte adem.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	• Alleen voor gebruik in tandartspraktijken door tandheekundige professionals. • Niet gebruiken als de veiligheidszegel verbroken is of ontbreekt. • Stop het gebruik bij tekenen van irritatie of overgevoeligheid.
Lijst van ingrediënten (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gom E420, Maltodextrine.
EU Verantwoordelijke persoon	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Denemarken
Land van herkomst	Gemaakt in Denemarken
Eenmalig gebruik	Het product is voor eenmalig gebruik. Overtollige gel moet na gebruik worden weggegooid vanwege het risico op kruisbesmetting bij de patiënt.
Opslag	Bewaren tussen 5°C en 25°C.
Vervaldatum / Batchcode	Zie productverpakking.
Nominale inhoud	0,12 g poeder per spuit.

Toepassing

De ProlacSan Probiotic Gel wordt geleverd als een poeder dat gemengd moet worden met water om een gel te vormen voordat het klaar is voor gebruik, zie de bereidingshandleiding. Gebruik de meegeleverde applicatietip om de gel op het gewenste behandelingsgebied aan te brengen.

Behandeling

- Te gebruiken na scaling en root planning (SRP) en tijdens routinecontroles om de gingiva te helpen versterken.
- Na een gebitsreiniging, parodontale behandeling of operatie.
- Na chirurgische ingrepen.

Gebruik

Breng de Gel naar behoefte rechtstreeks aan op het aangetaste tandvlees en/of de aangetaste tanden.
Breng de Gel naar behoefte rechtstreeks aan op het aangetaste tandvlees en/of de aangetaste tanden.
Breng de gel rechtstreeks aan op het operatiegebied.

Advies na de behandeling

De patiënt moet zich onthouden van drinken of eten gedurende minimaal 30 minuten na de procedure om volledig effect van de behandeling te krijgen.

Als nabehandeling worden de probiotische tabletten, ProlacSan zuigtabletten, aanbevolen.

Vorbereitung	
De ProlacSan Probiotic Gel wordt geleverd als een poeder dat gemengd moet worden met water om een gel te vormen voordat het klaar is voor gebruik.	
1) Neem 1,5 ml gedemineraliseerde water in de lege spuit.	
2) Bevestig de luer-lock connector aan de spuit met water.	
3) Verwijder de dop van de spuit met ProlacSan Gel poeder en schroef de spuiten samen.	
4) Poeder en vloeistof mengen, druk op de zuiger van de spuit met water tot op de bodem.	
5) Het poeder wordt opgelost door de twee zuigers afwisselend heen en weer te duwen. Herhaal dit proces 20 keer	
6) Laat het systeem 15 minuten rusten om de gel te vormen. Laat het systeem vastzitten.	
7) Druk op een zuiger om de gel in één spuit te verzamelen en verwijder de luer-lock connector. Bevestig de applicatietip aan de spuit. De ProlacSan Gel is klaar voor gebruik.	