

FlashMax[®] P3 WS Wide Spectrum

Lyshærdning af alle typer kompositter
på kun 2 til 4 sekunder

**Gør livet lettere for
tandplejepersonalet
og patienterne.**

Dansk produceret

Funktioner

- LED lys med en udgangseffekt på op til 4000mW/cm²
- Bølgelængde fra 390-480 nm
- Hærder på 2-4 sekunder
- Vælg mellem 3 forskellige tidsindstillinger
- Har en ortho-indstilling
- Meget kraftig batterikapacitet

Ergonomi og hygiejne

- Ergonomisk pennegreb
- Kan betjenes med både højre og venstre hånd
- Nem og præcis positionering - kan drejes 180°
- Let og stadig solid - vejer mindre end 120 gram
- Hygiejnisk valg af materiale
- Let at rengøre



CMS Dental
Our Innovation Your Success

FlashMax® P3 WS

er en højintensitets LED-hærdelampe, der er specielt udviklet til at hærde alle de forskellige typer af kompositter på markedet. **Hurtigt, sikkert og effektivt.**

Med en udgangseffekt på op til 4000 mW/cm² får du får du en af de hurtigste hærdelamper på markedet med et unikt bølgelængdespektrum på 390-480 nm.

Høj intensitet

- Sikrer en kort og effektiv behandlingscyklus
- Reducerer energitabet, når der er lidt afstand til kompositten - hvor de fleste andre hærdelamper mister 75% af lysintensiteten allerede ved en afstand på 8 mm.
- En cyklus på 2 sekunder er tilstrækkelig for hvert lag
- Hærder et overfladeareal på op til 8 mm²
- Reducerer hærningstiden ved ortodontiske behandlinger betydeligt
- Ingen varmeudvikling i pulpakammeret fundet ved test.*
- Overholder kravene i ISO10650 for hærdelamper

*DENTAL ADVISOR™ September 2009

FlashMax P3 bør være klinikens førstevalg til lyshærdning.



FlashMax® P3 WS

er udviklet og designet til at gøre arbejdet lettere for klinikpersonalet gennem **optimal ergonomi** og **hurtige hærdetider**.

Designet for at reducere den fysiske belastning for tandlægen og klinikpersonalet med pennegreb, der matcher håndens naturlige bevægelsesmønster og sikrer effektiv og præcis positionering på alle tænder - i både under- og overkæbe.



Ergonomi

- Organisk form og nem aktivering
- Kan betjenes med både venstre og højre hånd
- Tosidet betjening 180°
- Nem montering og afmontering af beskyttelsescover og spidser
- Kompakt og let - vejer kun 120 gram
- Forebyggende beskyttelsesskærm, der kan klikkes på

Batteri

- Batterikapacitet 500 sek. - svarende til ca. 160 kaviteter
- 1200 mA batteri - opladningstid til 100% svarende til 2 timer
- Intelligent software til batteristyring
- Ekstrem batteri levetid - 2 års garanti

CMS Dental

CMS Dental har produceret hærdelamper og lasere til tilfredse kunder over hele verden i mere end 25 år.

Sikkerhed, præcision og effektivitet er vores kerneværdier og bør være i fokus, når vi beskæftiger os med patientpleje.

Målet har altid været at holde produkterne enkle for at gøre behandlingerne sikre og klinikens valg af behandlingsmetode lette. Jo mindre teknisk et produkt er, jo lettere er det at arbejde med. Det letter klinikpersonalet og giver mindre stres for patienterne. Vores LAD og LED lamper er pålidelige, har høj intensitet, er hurtige, ergonomiske, og nemme at bruge og rengøre.

CMS Dental er en familieejet virksomhed med produktionsfaciliteter i Danmark.

Virksomheden prioriterer genanvendelse af råmaterialer højt og har gjort det lige siden starten for 25 år siden. Virksomheden genbruger derfor materialer så meget som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten af sine produkter. CMS Dental sigter mod at opnå større bæredygtighed i produktionen gennem yderligere genanvendelse og valg af specialiserede partnere i lokalområdet.

Yderligere information:

CMS Dental A/S
Elmevej 8, Glyngøre
7870 Roslev

Tel. 3257 3000
info@cmsdental.dk
cmsdental.com