

root n' screw brush™

root n' screw **brush™** er en roterende børste, der anvendes ved 200-600 rpm/omdrejninger. Børstefibrene er lavet af nylon og har en diameter på 2 eller 3 mm.

Anvendes til:

- Poche depuration
- Periimplantitis
- Operationer
- Til udrensning af kanaler efter udboring til stift

Skaftet er gult (2 mm) og orange (3 mm). Børsten kan tåle autoklavering før anvendelse, hvis dette ønskes. Pakket i en 6-stk æske.

root n' screw **brush™** kan købes på www.cmsdentalshop.dk



Varenummer 224421



Varenummer 224431

Børsten er udviklet i samarbejde med Dr. Claudio Mongardini, Periodontist i privat praksis og på La Sapienza University, Italien.